

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-ZNF174

Numéro de catalogue: 68426-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:	68426-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank:	BC000876	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	7727	CloneNo.:	2D9D3
Hôte:	Mouse	Nom complet:	zinc finger protein 174	Dilutions recommandées:	WB 1:1000-1:4000
Isotype:	IgG3	MW calculé	46 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG12967	MW observés:	46 kDa		

Applications

Applications testées:
WB, ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain, Lapin, rat, souris

Contrôles positifs:
WB : cellules BxPC-3, cellules Daudi, cellules HeLa, cellules HepG2, tissu ovarien de rat, tissu ovarien de souris, tissu testiculaire de lapin, tissu testiculaire de rat, tissu testiculaire de souris

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68426-1-Ig (ZNF174 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.