

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-EBP2

Numéro de catalogue: 68477-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 68477-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC009175	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 10969	CloneNo.: 1F6G1
Hôte: Mouse	Nom complet: EBNA1 binding protein 2	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000
Isotype: IgG1	MW calculé 306 aa, 35 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG8833	MW observés: 38-40 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs:
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	WB : cellules LNCaP, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HSC-T6, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules NIH/3T3

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68477-1-Ig (EBP2 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.