

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Recombinant de lapin anti-HA Tag



Numéro de catalogue: 81290-1-RR

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

81290-1-RR

Taille:

100ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:

Méthode de purification:

Purification par protéine A

CloneNo.:

6I21

Dilutions recommandées:

WB 1:5000-1:50000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:5000-1:50000 for WB

IF 1:375-1:1500

Applications

Applications testées:

IF, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Protéine recombinante

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293 transfectées,

IP : Transfected HEK-293T cells,

IF : cellules HEK-293 transfectées,

Informations générales

Protein tags are a protein or peptide sequences located either on the C- or N- terminal of the target protein, which can facilitate solubility, detection, purification, localization, and expression of the target protein. The HA tag corresponds to amino acid residues YPYDVPDYA of a surface glycoprotein -human influenza virus hemagglutinin (HA). The HA tag is commonly used for a variety of research applications including chromatin immunoprecipitation, ELISA, flow cytometry, western blotting, immunocytochemistry/immunofluorescence among of others.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Pablo Barbeito	37576597	Front Cell Dev Biol	WB
Da Huang	37436082	Mol Nutr Food Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HA-tag recombinant protein, non-transfected HEK-293 cells, transfected HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 81290-1-RR (HA Tag antibody) at dilution of 1:30000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed Transfected HEK-293 cells using HA Tag antibody (81290-1-RR, Clone: 6I21) at dilution of 1:750 and CoraLite®594-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



IP result of anti-HA Tag(IP:81290-1-RR, 4ug; Detection:81290-1-RR 1:20000) with Transfected HEK-293T cells lysate 795 ug.