

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Recombinant de lapin anti-UBE2S



Numéro de catalogue: 81854-1-RR

Informations de base

Numéro de catalogue: 81854-1-RR	Numéro d'acquisition GenBank: BC066948	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 27338	CloneNo.: 6D18
Hôte: Lapin	Nom complet: ubiquitin-conjugating enzyme E2S	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000 IHC 1:500-1:2000
Isotype: IgG	MW calculé: 222 aa, 24 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG5264	MW observés: 28 kDa	

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules K-562, cellules MCF-7, cellules NIH/3T3

IHC : tissu testiculaire de souris,

Informations générales

UBE2S(Ubiquitin-conjugating enzyme E2 S) is also named as E2EPF and belongs to the ubiquitin-conjugating enzyme family. It acts as an essential factor of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C) and a cell cycle-regulated ubiquitin ligase that controls progression through mitosis. Overexpression of UBE2S can increase tumor cell proliferation, invasion, and metastasis through the VHL-HIF pathway (PMID:16819549).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 81854-1-RR (UBE2S antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 81854-1-RR (UBE2S antibody) at dilution of 1:1000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Sodium Citrate buffer (pH 6.0).