

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DNAJB12



Numéro de catalogue: **Biotin-16780**

Phare

Informations de base

Numéro de catalogue:

Biotin-16780

Numéro d'acquisition GenBank:

BC011812

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

100ul, Concentration: 1000 µg/ml by 54788

Identification du gène (NCBI):

54788

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

Nanodrop;

Nom complet:

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 12

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

MW calculé

375 aa, 42 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG10193

MW observés:

40-42 kDa

Applications

Applications testées:

IHC

Contrôles positifs:

IHC : tissu de cancer du côlon humain,

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using Biotin-16780 (DNAJB12 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using Biotin-16780 (DNAJB12 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).