

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Human IgG Heavy chain



Numéro de catalogue: **Biotin-67760**

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

Biotin-67760

Taille:

100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG2a

Numéro d'acquisition GenBank:

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:

MW calculé

155 kDa

MW observés:

~50 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine A

CloneNo.:

1C6B4

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

Applications

Applications testées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : plasma humain,

Informations générales

This antibody detects the heavy chain of human IgG.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Liangyin Lv	36184689	Appl Microbiol Biotechnol	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human plasma were subjected to SDS PAGE followed by western blot with Biotin-67760 (Human IgG Heavy chain antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.