

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Human IgG Kappa chain



Numéro de catalogue: **Biotin-67761**

Informations de base

Numéro de catalogue: Biotin-67761	Numéro d'acquisition GenBank: Identification du gène (NCBI):	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Nom complet: MW calculé 155 kDa	CloneNo.: 4D11F7
Hôte: Mouse	MW observés: ~25 kDa	Dilutions recommandées: IHC 1:50-1:500
Isotype: IgG1		

Applications

Applications testées: IHC	Contrôles positifs: IHC : tissu d'amygdalite humain,
Spécificité de l'espèce: Humain	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

This antibody detects the Kappa chain of human IgG,

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using Biotin-67761 (Human IgG Kappa chain antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).