

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Septin 2

Numéro de catalogue: **CL488-60075**

Phare



Informations de base

Numéro de catalogue:

CL488-60075

Numéro d'acquisition GenBank:

BC014455

Méthode de purification:

Purification par protéine G

Taille:

100ul, Concentration: 1000 µg/ml by

Nanodrop;

Identification du gène (NCBI):

4735

CloneNo.:

2F3B2

Hôte:

Mouse

Nom complet:

septin 2

Excitation/Emission maxima

wavelengths:

493 nm / 522 nm

Isotype:

IgG1

MW calculé

41 kDa

MW observés:

42-45 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG1946

Applications

Applications testées:

FC (Intra)

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

Septin 2, also named as DIFF6, KIAA0158, NEDD5, belongs to the septin family. It is a filament-forming cytoskeletal GTPase. Septin 2 is required for normal organization of the actin cytoskeleton. It plays a role in ciliogenesis and collective cell movements. Septin 2 is coordinated expression with Septin 6 and Septin 7. (PMID:21737677)

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ K-562 cells were intracellularly stained with 0.4 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Human Septin 2 (CL488-60075, Clone:2F3B2) (red), or 0.4 µg Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).