

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Cadherin-17



Numéro de catalogue: **CL488-60351**

Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-60351	Numéro d'acquisition GenBank: BC113464	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 1015	CloneNo.: 3B10A9
Hôte: Mouse	Nom complet: cadherin 17, LI cadherin (liver-intestine)	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG1	MW calculé 832 aa, 92 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number: AG19488	MW observés: 120 kDa	

Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : tissu de cancer du côlon humain,
Spécificité de l'espèce: Humain, porc	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human colon cancer tissue using CoraLite® Plus 488 Cadherin-17 antibody (CL488-60351, Clone: 3B10A9) at dilution of 1:200.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human colon cancer tissue using CoraLite® Plus 488 Cadherin-17 antibody (CL488-60351, Clone: 3B10A9) at dilution of 1:200.