

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-PTGER4

Numéro de catalogue: CL488-66921



Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-66921	Numéro d'acquisition GenBank: BC101534	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5734	CloneNo.: 4A2A12
Hôte: Mouse	Nom complet: prostaglandin E receptor 4 (subtype EP4)	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Isotype: IgG2b	MW calculé: 488 aa, 53 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG19262	MW observés: 53 kDa	

Applications

Applications testées:
FC (Intra)

Spécificité de l'espèce:
Humain, porc, rat, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ HepG2 cells were intracellularly stained with 0.8 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human PTGER4 (CL488-66921, Clone:4A2A12) (red), or 0.8 ug CoraLite® Plus 488 Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11) (CL488-65128, Clone: MPC-11) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).