

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-LXN

Numéro de catalogue: **CL488-66957**



Informations de base

Numéro de catalogue:	CL488-66957	Numéro d'acquisition GenBank:	BC005346	Méthode de purification:	Purification par protéine G
Taille:	100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	56925	CloneNo.:	3E5A5
Hôte:	Mouse	Nom complet:	latexin	Dilutions recommandées:	IF 1:50-1:500
Isotype:	IgG1	MW calculé	222 aa, 26 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths:	493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number:	AG27922	MW observés:	30 kDa		

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IF	IF : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce:	
Humain, Lapin, porc	

Informations générales

Latexin, also named as LTXN, LXN, ECI, MUM and TCI, is hardly reversible, non-competitive, and potent inhibitor of CPA1, CPA2 and CPA4. It may function as a neuroprotective mechanism against tau toxicity.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 LYN antibody (CL488-66957, Clone: 3E5A5) at dilution of 1:200.