

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-N-PAC

Numéro de catalogue: **CL488-67340**



Informations de base

Numéro de catalogue:	CL488-67340	Numéro d'acquisition GenBank:	BC064940	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	84656	CloneNo.:	1A5E1
Hôte:	Mouse	Nom complet:	cytokine-like nuclear factor n-pac	Excitation/Emission maxima wavelengths:	493 nm / 522 nm
Isotype:	IgG2b	MW calculé	61 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG7133	MW observés:	60 kDa		

Applications

Applications testées:
FC (Intra)
Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human N-PAC (CL488-67340, Clone:1A5E1) and at dilution 1:0 (red), or 0.4 ug Mouse IgG2b Isotype Control (CL488-66360-3, Clone: K11B8C4B5) (blue). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).