

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-FBXO11

Numéro de catalogue: **CL488-67365**



Informations de base

Numéro de catalogue:	CL488-67365	Numéro d'acquisition GenBank:	BC012728	Méthode de purification:	Purification par protéine G
Taille:	100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	80204	CloneNo.:	3C5E1
Hôte:	Mouse	Nom complet:	F-box protein 11	Excitation/Emission maxima wavelengths:	493 nm / 522 nm
Isotype:	IgG1	MW calculé	927 aa, 104 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG24401	MW observés:	94-104 kDa		

Applications

Applications testées:
FC (Intra)
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug Coralite® Plus 488 Anti-Human FBXO11 (CL488-67365, Clone:3C5E1) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).