

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-RPS12

Numéro de catalogue: **CL488-67683**



Informations de base

Numéro de catalogue: CL488-67683	Numéro d'acquisition GenBank: BC017321	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 6206	CloneNo.: 1A3D1
Hôte: Mouse	Nom complet: ribosomal protein S12	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG1	MW calculé 132 aa, 15 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number: AG9649	MW observés: 15 kDa	

Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules HepG2,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

Informations générales

RPS12 (ribosomal protein S12) is a plastid ribosomal protein which is a part of the 30S ribosomal subunit. Together with S4 and S5 plays an important role in translational accuracy.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 RPS12 antibody (CL488-67683, Clone: 1A3D1) at dilution of 1:200.