

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-EIF3L

Numéro de catalogue: **CL488-67719**



Informations de base

Numéro de catalogue:	CL488-67719	Numéro d'acquisition GenBank:	BC007510	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	51386	CloneNo.:	1B11A10
Hôte:	Mouse	Nom complet:	eukaryotic translation initiation factor 3, subunit L	Dilutions recommandées:	IF 1:50-1:500
Isotype:	IgG2a	MW calculé	67 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths:	493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number:	AG26680	MW observés:	67 kDa		

Applications

Applications testées:	IF	Contrôles positifs:	IF : tissu pancréatique de souris,
Spécificité de l'espèce:	Humain, rat, souris		

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse pancreas tissue using Coralite® Plus 488 EIF3L antibody (CL488-67719, Clone: 1B11A10) at dilution of 1:200.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse pancreas tissue using Coralite® Plus 488 EIF3L antibody (CL488-67719, Clone: 1B11A10) at dilution of 1:200.