

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-NCAPG

Numéro de catalogue: **CL488-68082**



Informations de base

Numéro de catalogue:	Numéro d'acquisition GenBank:	Méthode de purification:
CL488-68082	BC068467	Purification par protéine A
Taille:	Identification du gène (NCBI):	CloneNo.:
100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	64151	2D4D3
Hôte:	Nom complet:	Dilutions recommandées:
Mouse	non-SMC condensin I complex, subunit G	IF 1:50-1:500
Isotype:	MW calculé	Excitation/Emission maxima wavelengths:
IgG2b	1015 aa, 114 kDa	493 nm / 522 nm
Immunogen Catalog Number:	MW observés:	
AG19926	114 kDa	

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
FC (Intra), IF	IF : cellules U2OS,
Spécificité de l'espèce:	
Humain	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed U2OS cells using Coralite® Plus 488 NCAPG antibody (CL488-68082, Clone: 2D4D3) at dilution of 1:200.



1X10⁶ U2OS cells were intracellularly stained with 0.4 ug Coralite® Plus 488 Anti-Human NCAPG (CL488-68082, Clone:2D4D3) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).