

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CD163



Numéro de catalogue: **CL594-16646**

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

CL594-16646

Taille:

100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10029

Numéro d'acquisition GenBank:

BC051281

Identification du gène (NCBI):

9332

Nom complet:

CD163 molecule

MW calculé

1156 aa, 125 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IF 1:50-1:500

Excitation/Emission maxima

wavelengths:

588 nm / 604 nm

Applications

Applications testées:

IF

Demandes citées:

IF

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

IF : tissu d'amygdalite humain, tissu hépatique humain

Informations générales

CD163 is a transmembrane protein which belongs to the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily. This protein is a scavenger receptor for the hemoglobin-haptoglobin complex and is a marker for monocytes and macrophages. Soluble CD163 (sCD163), as a result of ectodomain shedding during inflammatory activation of macrophages, circulates in blood and has been suggested as a plasma/serum marker for macrophage activity.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yuyang Liu	35350788	Front Immunol	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite® 594 CD163 antibody (CL594-16646) at dilution of 1:200.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite® 594 CD163 antibody (CL594-16646) at dilution of 1:200.