

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-CD5

Numéro de catalogue: **CL594-65152**



Informations de base

Numéro de catalogue:

CL594-65152

Taille:

100tests ,

Hôte:

Mouse

Isotype:

Mouse IgG1, kappa

Numéro d'acquisition GenBank:

BC027901

Identification du gène (NCBI):

921

Nom complet:

CD5 molecule

MW calculé

495 aa, 55 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine G

CloneNo.:

UCHT2

Excitation/Emission maxima
wavelengths:

588 nm / 604 nm

Applications

Applications testées:

FC

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

