

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-CD8

Numéro de catalogue: **CL594-65204**



## Informations de base

Numéro de catalogue:

CL594-65204

Taille:

100tests ,

Hôte:

Mouse

Isotype:

Mouse IgG2a

Numéro d'acquisition GenBank:

BC025715

Identification du gène (NCBI):

925

Nom complet:

CD8a molecule

MW calculé

235 aa, 26 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine A

CloneNo.:

UCHT4

Excitation/Emission maxima  
wavelengths:

588 nm / 604 nm

## Applications

Applications testées:

FC

Spécificité de l'espèce:

Humain

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

