

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-fetuin-B

Numéro de catalogue: **CL594-67002**



Informations de base

Numéro de catalogue:	CL594-67002	Numéro d'acquisition GenBank:	BC074734	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	26998	CloneNo.:	2H7D11
Hôte:	Mouse	Nom complet:	fetuin B	Dilutions recommandées:	IF 1:50-1:500
Isotype:	IgG2b	MW calculé	382 aa, 42 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths:	588 nm / 604 nm
Immunogen Catalog Number:	AG12463	MW observés:	50 kDa		

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IF	IF : cellules HepG2,
Spécificité de l'espèce:	
Humain, porc	

Informations générales

Fetuin-B is a protein that in humans is encoded by the FETUB gene. The protein encoded by this gene is a member of the fetuin family, part of the cystatin superfamily

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite@594 fetuin-B antibody (CL594-67002, Clone: 2H7D11) at dilution of 1:200, CL488-Phalloidin (green).