

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-MCM5

Numéro de catalogue: **CL594-67049**



Informations de base

Numéro de catalogue:

CL594-67049

Taille:

100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Immunogen Catalog Number:

AG28704

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000142

Identification du gène (NCBI):

4174

Nom complet:

minichromosome maintenance complex component 5

MW calculé

82 kDa

MW observés:

82-88 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine G

CloneNo.:

3B7F8

Excitation/Emission maxima wavelengths:

588 nm / 604 nm

Applications

Applications testées:

FC (Intra)

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Minichromosome maintenance, *S. Cerevisiae*, homolog of 5(MCM5), one component of the complex of MCM2-7, which is the putative replicative essential for once per cell cycle DNA replication initiation and elongation in eukaryotic cells. The MCM complex form a hexameric ring through the interaction surfaces of two neighboring subunits.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ MCF-7 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®594 Anti-Human MCM5 (CL594-67049, Clone:3B7F8) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).