

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-NUFIP2

Numéro de catalogue: **CL594-67195**



Informations de base

Numéro de catalogue:	CL594-67195	Numéro d'acquisition GenBank:	BC108307	Méthode de purification:	Purification par protéine A
Taille:	100ul , Concentration: 979 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	57532	CloneNo.:	2A4E3
Hôte:	Mouse	Nom complet:	nuclear fragile X mental retardation protein interacting protein 2	Dilutions recommandées:	IF 1:50-1:500
Isotype:	IgG2b	MW calculé	695 aa, 76 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths:	588 nm / 604 nm
Immunogen Catalog Number:	AG29040	MW observés:	76 kDa, 82 kDa		

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IF	IF : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce:	
Humain, rat, souris	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using Coralite®594 NUFIP2 antibody (CL594-67195, Clone: 2A4E3) at dilution of 1:200.