

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-eIF4G2/DAP5



Numéro de catalogue: **CL647-67428**

Phare

Informations de base

Numéro de catalogue:

CL647-67428

Numéro d'acquisition GenBank:

BC043149

Méthode de purification:

Purification par protéine A

Taille:

100ul, Concentration: 1000 µg/ml by

Nanodrop;

Identification du gène (NCBI):

1982

CloneNo.:

3C11A3

Hôte:

Mouse

Nom complet:

eukaryotic translation initiation

factor 4 gamma, 2

Excitation/Emission maxima

wavelengths:

654 nm / 674 nm

Isotype:

IgG2a

MW calculé

907 aa, 102 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG12080

MW observés:

97 kDa

Applications

Applications testées:

FC (Intra)

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 ug Coralite® Plus 647 Anti-Human eIF4G2/DAP5 (CL647-67428, Clone:3C11A3) (red), or 0.2 ug APC-65124; APC Mouse IgG1 Isotype Control (APC-65124, Clone: MOPC-21) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).